

T-3 CT

kolmilumen dialyysikatetri

Tilapäinen korkeavirtauskolmilumen -suonikatetri



- Ensimmäinen kolmilumenkatetri suurille verenvirtauksille, jossa kolmilumen infuusioille, näytteidenottoon sekä keskipaineenmittauksille
- 15,5 Fr
- Löytyy viidessä eri pituudessa
- CT-infuusio mahdollista 5ml/s keskimmaisella lumenella, lila lumen
- 90° arterialumenen kärjenkulma mahdollistaa hyvin katetrilukon pysymisen katetrissa ja pienentää arterialumenen tarttumista suonen seinämään

Tilaustiedot

Tuote	Tilausnro	Pakkaus
T-3 CT 15,5 Fr x 15 cm	MCO13501	5
T-3 CT 15,5 Fr x 20 cm	MCO13502	5
T-3 CT 15,5 Fr x 24 cm	MCO13503	5
T-3 CT 15,5 Fr x 28 cm	MCO13504	5
T-3 CT 15,5 Fr x 32 cm	MCO13505	5