

Tego®

sikkerhetskopling for dialysekateter



- Lukket system som reduserer risiko for kateterrelaterte infeksjoner (membran/split septum)
- Reduserer belastningen på kateteråpningens luerlock
- Steril og pakket enkeltvis
- Klinisk godkjent for bruk inntil 7 dager (byttes hver 4. dialysebehandling)
- Kan benyttes ved flowhastighet opp til 600ml/min
- Innfrir anbefalingene i samsvar med CDC guidelines
- Gir godt grep og er brukervennlig
- Reduserer påkjenningen for personalets fingre da klemmen på dialysekateteret ikke behøver stenges/åpnes mellom de ulike momentene, da Tego® er selvstengende (klemmen stenges etter avsluttet behandling)
- Rengjøres med vanlig desinfeksjonsmiddel
- Liten og nett, samt myk overflate som øker komfort for pasienten
- Deadspace 0,06 ml

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	Produktnavn	Pakningstørrelse
D1000	Tego®-koppling	100 stk/eske

