

Tego®

säkerhetskoppling för dialyskatetrar



- Slutet system som minskar risken för kateterrelaterade infektioner (membran/split septum).
- Minskar belastningen på kateteröppningens luer lock.
- Steril och styckförpackad.
- Kliniskt validerad för användning upp till 7 dagar (bytes var 4:e dialysbehandling).
- Kan användas vid flödes hastighet upp till 600 ml/min.
- Uppfyller rekommendationer enligt CDC guidelines.
- Minskar påfrestningen för personalens fingrar då klämman på dialyskatetern ej behöver stängas/öppnas mellan de olika momenten då Tego är självstängande (klämman stängs dock efter avslutad behandling).
- Greppvänlig och lätt att använda.
- Rengörs med vanligt förekommande desinfektionsmedel.
- Liten och nätt samt mjuk yta som ökar komforten för patienten.
- Deadspace 0,06 ml.

Beställningsinformation

Produktkod	Produkt	Förpackning
D1000	Tego®-koppling	100 st

