


Titan

tunnettu dialyysikatetri



- 15,5 FR - mahdollistaa suuret virtaukset
- 90 asteen valtimokatetrin kärki vähentää valtimon vajaatoimintaa ja
- Pitää katetrin lukon paikoillaan paikallaan
- Suora tai esitaivutettu malli
- Titanin ainutlaatuinen kartiomainen kärkirakenne mahdollistaa helpon asennuksen ohjauslangalla tai virtaussuojalla/jaetulla levyllä
- MR-yhteensopiva



Tilaustiedot

Tuote	Tilausnumero	Pakkaus
Titan 15,5 FR x 24 cm	THD155024	5 kpl
Titan 15,5 FR x 28 cm	THD155028	5 kpl
Titan 15,5 FR x 32 cm	THD155032	5 kpl
Titan 15,5 FR x 36 cm	THD155036	5 kpl
Titan 15,5 FR x 40 cm	THD155040	5 kpl
Titan 15,5 FR x 55 cm	THD155055	5 kpl