

Tri-Flow

Tri-Flow katetri toimii dialyysissä erinomaisesti 360 arteria ja vena porttiensa ansiosta. Tämän lisäksi katetrin kolmas lumen käytetään iv lääkehoitoon, parenteraaliseen ravitsemukseen sekä verinäytteiden ottoon.



- 3-lumeninen polyuretaanikatetri
- 11,5 FR
- Viistottu kärki
- Saatavana suorana ja esitaivutettuna

Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
XTP3114MTE	11,5 FR x 12 cm Tri-Flow suora	10 kpl
XTP3116MTE	11,5 FR x 15 cm Tri-Flow suora	10 kpl
XTP3118MTE	11,5 FR x 20 cm Tri-Flow suora	10 kpl
XTP3119MTE	11,5 FR x 24 cm Tri-Flow suora	10 kpl
XTP3116IJSE	11,5 FR x 15 cm Tri-Flow esitaivutettu	10 kpl
XTP3118IJSE	11,5 FR x 20 cm Tri-Flow esitaivutettu	10 kpl