

Wireless USG Ultralydapparat trådløs og brukervennlig

- Trådløs
- Liten og lett
- Enkel i bruk
- Mulighet for å lagre, dele og dokumentere resultatet
- Nålguide
- Økonomisk

WIRELESS USG har et eget beskyttet Wi-Fi nettverk til en mobil enhet (Android eller IOS), som fungerer som skjerm og kontrollenhet for scanneren. Den trådløse oppkoplingen gjør arbeidet enklere, og den kan enkelt tas med dit man har behov. Ultralydstyrt kanylering er bevist bedre for fistelen og mindre smertefullt for pasienten. Dessuten sparer man tid, når man vet blodårens dybde og retning



Produktinformasjon:

Skjerm: mobilenheten

Skanner: 3.5 MHz (sektor og konveks),
7.5 MHz eller 10 MHz (lineær)

Dybde: sektor og konveks:
100–200 mm, 7.5 MHz lineær: 80 mm

Grånyanser: 256

Batteridrift: > 3 timer

Størrelse: 104 mm x 50 mm x 22 mm

Vekt: < 0.3 Kg

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	Produktnavn
NMCIUS01	Wireless USG-sensor
NMCIUS02	Wireless USG-sensor + mobil enhet/monitor
DPC01	Beskyttelsespose til sensor, steril