

Langaton ultraäänilaite

- Pieni ja kompakti
- Langaton malli ilman kaapelia
- Vesitiivis muotoilu, helppo puhdistaa
- Käyttö "bedside"
- Kuvien lähetyshmahdollisuus tabletilla
- Saatavilla myös doppler-ominaisuudella

Langaton ultraäänilaite

muodostaa suojatun Wi-Fi -yhteyden mobiililaitteellesi, joka toimii anturin näyttönä ja ohjaimena. Langaton anturi helpottaa työskentelyä, on kevyt ja helppo ottaa mukaan työpisteellesi. Ultraääniohjattu veritien kanylointi on tutkitusti suunta säästävää ja kivuttomampaa potilaalle. Lisäksi työaika säästyy, kun verisuonen syvyys ja suunta löytyvät helposti.



Tuotetiedot:

Näyttö: mobiililaite

Anturi: 7.5 MHz tai 10 MHz (lineaarinen)

Syvyys: 20 - 30 - 50

Näyttötilat: B, B/M Doppler B + Color, B + PDI, B + PW

Harmaansävyt: 256 tasoa

Akunkesto: 3-5 h (riippuen siitä, kuinka jatkuvaa skannaus on)

Koko: 104 mm x 50 mm x 22 mm

Paino: < 0.3 kg

Lataaminen: USB laturilla, kesto 2 h

Yhteensopiva: Apple iOS, Android, Windows

WiFi: 32 kanavaa

Tilaustiedot

Tilausno	Tuote
NMCIUS01	Wireless USG-anturi
NMCIUS02	Wireless USG-anturi + tabletti
NMCIUS03	Wireless USG-anturi, väri doppler
NMCIUS04	Wireless USG-anturi, väri doppler + tabletti

Kulutustarvikkeet ultraäänilaitteelle

Tuotevalikoimaamme kuuluu korkealaatuiset kulutustarvikkeet ultraäänilaitteelle:

Ultraäänigeeli:

Korkealaatuiset vesiliukoiset ultraäänigeelit, jotka sopivat akustisilla ominaisuuksillaan lääketieteellisiin ultraääni ja doppler tutkimuksiin. Hyvin siedetty koostumus.

Varastostamme löytyy erikokoisia ultraäänigeeli-pakkauksia.

Tilaustiedot

Tuote	Tuotekoodi	Kpl/Ltk
20 ml - steriili geeli	2084	48
260 ml - klininen geeli	0000109	25
5 L - klininen geeli	0098442	4

Anturinsuoja:

- Steriili
- koko: 18cm x 12cm

Tilaustiedot

Tuote	Tuotekoodi
Ultraäänianturin suojapussi	DPC01

